

**FI**

***LIITE***

**BIOSIDIVALMISTEEN VALMISTEYHTEENVETO**

STERI-PEROX® 6% WIPE

**Valmistetyyppi (-tyypit)**

PT02: Desinfointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

**Lupnumero: 1-1**

**Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero: EU-0031643-0001**

## Luku 1. HALLINNOLLISET TIEDOT

### 1.1. Valmisteen kaupan nimi (-nimet)

Kaupan nimi (-nimet)	STERI-PEROX® 6% WIPE
----------------------	----------------------

### 1.2. Luvan haltija

Luvan haltijan nimi ja osoite	Nimi	Veltek Associates Inc. Europe
	Osoite	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad muu: Netherlands
Lupnumero		1-1
<i>Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero</i>		EU-0031643-0001
Luvan myöntämispäivä		10/07/2024
Luvan voimassaolon päättymispäivä		30/06/2034

### 1.3. Valmisteen valmistaja(t)

Valmistajan nimi	Veltek Associates, Inc.
Valmistajan osoite	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Yhdysvallat
Valmistuspaikkojen sijainti	Veltek Associates, Inc. site 1 15 Lee Blvd. PA 19355 Malvern Yhdysvallat

### 1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine	Vetyperoksidi
Valmistajan nimi	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US))
Valmistajan osoite	One Commerce Square 2005 Market Street Suite 3200 PA 19103 Philadelphia Yhdysvallat
Valmistuspaikkojen sijainti	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US)) site 1 PeroxyChem Bayport Plant, 12000 Bay Area Blvd TX 77507 Pasadena Yhdysvallat

---

## Luku 2. VALMISTEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO

### 2.1. Valmisteen koostumuksen laadulliset ja määrälliset tiedot

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Vetyperoksidi		tehoaine	7722-84-1	231-765-0	6,4

### 2.2. Valmistetyyppi (-tyypit)

XX Muut: Käyttövalmis liina

---

### Luku 3. VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet	<p>P264: Pese kasvot ja kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.</p> <p>P280: Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta.</p> <p>P305 + P351 + P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.</p> <p>P337 + P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu:: Hakeudu lääkäriin.</p>

## Luku 4. SALLITTU KÄYTTÖ / SALLITUT KÄYTÖT

### 4.1. Käytön kuvaus

**Taulu 1. 1.1 – Teollinen käyttö – Liina - Sisäkäyttöön - Metavalmisteyhteenvedo 1**

Valmistetyyppi	PT02: Desinfointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
Tarvittaessa tarkka kuvaus sallitusta käytöstä	-
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muu: Ei dataa Yleisnimi: muu: Bakteerit Kehitysvaihe: muu: Ei dataa  Tieteellinen nimi: muu: Ei dataa Yleisnimi: muu: Hiivat Kehitysvaihe: muu: Ei dataa
Käyttöalue (-alueet)	sisäkäyttö  Kovien, ei-huokoisten elottomien pintojen, materiaalien ja laitteiden desinfointiaine, joita ei käytetä suorassa kosketuksessa elintarvikkeiden tai rehujen kanssa. Ei käytettäväksi lääketieteellisissä tiloissa. Desinfointiaine, joka on tarkoitettu käytettäväksi tuotantolaitoksissa, mukaan lukien puhdashuoneet, joita esiintyy farmaseuttisten, biofarmaseuttisten, lääkinnällisten laitteiden ja diagnostisten tuotteiden tuotantolaitoksissa.
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: muu: Pyyhkiminen  Yksityiskohtainen kuvaus: -
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: 30,5 cm x 30,5 cm liina – 32,5 ml / liina. 7,5 ml on vapaasti käytettävissä liinaa kohti. 1 liina = 7,5 ml / m <sup>2</sup>  Laimennus (%): Tuote on valmista käytettäväksi.  Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Käyttötiheys: 3 käyttökertaa päivässä. Kontaktiaika: 10 minuuttia Käyttölämpötila: huoneenlämpö
Käyttäjärühmä(t)	teollinen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	Liina koostuu 100 % jatkuvakuituisesta polyesterikuidusta.  Pakkauskoot on eritelty jäljempänä:  Steriili (gammasäteilytetty) tai ei-steriili  Liinat: 12 x 12 tuumaa (30,5 cm x 30,5 cm). 20 liinaa pakkauksessa. 10 pakkausta laatikossa. Uudelleensuljettavat (avaa ja sulje) matalatiheyksiset polyeteenipussit (läpinäkymättömät).

---

12 x 12 tuumaa (30,5 cm x 30,5 cm). Yksittäinen liina. 100 pakkausta laatikossa. Matalatiheyksiset polyeteenipussit (läpinäkymättömät).
---

#### **4.1.1. Käyttökohtaiset käyttöohjeet**

Katso yleiset käyttöohjeet

#### **4.1.2. Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet**

#### **4.1.3. Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet**

Katso yleiset käyttöohjeet

#### **4.1.4. Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista**

Katso yleiset käyttöohjeet

#### **4.1.5. Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen turvallista hävittämistä koskevat ohjeet**

Katso yleiset käyttöohjeet

#### **4.1.6. Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Katso yleiset käyttöohjeet

---

## Luku 5. YLEISET KÄYTTÖOHJEET<sup>1</sup>

### 5.1. Käyttöohjeet

Levitä pois päin silmistä ja kasvoista. Esipuhdista pinta ennen levitystä.

Käytä vain kosteusliinoja. Ota yksi tai kaksi liinaa kerrallaan. Pyyhi tuote huolellisesti, jotta se on näkyvästi märkä. Pinnan annetaan olla märkinä 10 minuuttia (bakteeri- ja hiivasienitautien torjunta). Hävitä liina käytön jälkeen. Sulje kosteuspyyhepakkaus avaamisen jälkeen.

### 5.2. Riskinhallintatoimet

Käytön aikana vain tuotteen käyttäjä voi olla paikalla huoneessa.

Käytön ja tilaan uudelleentuonnin aikana ilmassa kulkeutuvan vetyperoksidin tasot eivät saa ylittää hyväksyttävää hengitysteitse tapahtuvaa altistumisriskiä 1,25 mg/m<sup>3</sup> (tai alhaisempaa relevanttia kansallista viitearvoa). Kalibroidun anturin avulla varmistetaan, että ilmassa kulkeutuvan vetyperoksidin tasoja ei ylitetä.

### 5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtelee vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtelua 5 minuutin ajan. Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. EI saa oksennuttaa. Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese iho vedellä. Jos oireita ilmenee, ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Estä pääsy viemäriin ja julkisiin vesipisteisiin. Ilmoita viranomaisille, jos tuotetta joutuu viemäriin tai yleisiin vesistöihin.

### 5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Jätteiden hävittämistä koskevat suositukset: Hävitä turvallisella tavalla paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Ekologia - jätemateriaalit: Vältettävä päästämistä ympäristöön.

---

<sup>1</sup>Tässä osiossa esitetyt käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa sallitussa käytössä.

---

## **5.5. Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytä viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Sulje pakkaus käyttökertojen välillä kosteuden säilyttämiseksi.

Säilytä alkuperäisessä säiliössä. Suojeltava pakkaselta. Älä säilytä yli 40 °C lämpötiloissa.

Säilyvyysaika = 2 vuotta



---

## **Luku 6. MUUT TIEDOT**